

# Pure skin J

You can download the user manual in Chinese and English from the QR code.

您可以从二维码下载中文的使用说明书。

电穿孔美颜仪  
使用说明书

感谢您购买本产品。为了正确使用本产品，使用前请务必阅读此说明书，为了在需要的时候可以随时间阅读说明书，请您妥善保管此说明书。

关于本说明书：  
本说明书所示产品图片及相关产品特征介绍，以及一些名词的解释，仅作参考，用户使用时以实物为准，所引用的数据来自本公司实验室。

### 一、安全注意事项

使用前请务必阅读安全注意事项。请按照说明书内容及建议正确使用本产品。产品使用后应及时清洁以避免油脂及其残余物的积聚。

⚠	危险 错误操作会导致人身伤害的相关内容
⚠	注意 错误操作会导致人身安全或财产损失的相关内容
⚠	危险

- 请使用本产品随机配送的充电线和符合产品规格要求的充电器来充电，并正确将充电器插头与家用插座连接，以避免导致故障、起火或因发热而引起火灾。
- 由于本产品内置可充电电池，请勿将本产品置入火中或在高温、高热的环境中使用，这可能会导致故障、起火或因发热而引起火灾。
- 如果产品发生变形、破损或有异味，请勿再使用，以避免发生触电和火灾的危险。

**⚠ 注意**

- 为了避免危险发生，请勿与医疗用电子仪器同时使用。
- 做过心脏手术或携带心脏起搏器、埋入式除颤器等医疗用电子仪器的人严禁使用。
- 初次使用或是敏感性肌肤者，请先小面积肌肤试用，确认肌肤状况后再使用。


- 如果产品破损，为了避免危险，必须由制造商的维修部或类似部门的专业人员维修。
- 请勿在易燃易爆物品附近使用本产品（如酒精、汽油、喷雾剂等），可能导致火灾或爆炸。
- 要将包装材料如塑料袋放置于儿童不能触及的地方。
- 清洁和保养前，请先关机断电。
- 请勿将本产品使用于本说明书规定以外的用途，以免导致故障或因发热而引起火灾。
- 使用时，如产品异常发热，请立即停止使用并关机。
- 产品故障时请不要使用，在故障状态使用本产品有可能对身体产生不良影响或其它危险。
- 请不要在同一部位连续使用本产品，否则可能产生灼热感。
- 本产品不适用于身体、感官或精神有问题者或缺乏经验与常识者(包括儿童)使用，除非有监护人监督并对产品的使用加以指导，且对使用者的安全能承担责任。
- 请勿将本产品浸入水中或用水龙头直接冲洗。
- 如感觉皮肤或身体出现不适，请立即停止使用。
- 请不要在潮湿的环境下存放本产品。
- 使用时，请取下贵金属物件以及手表等。
- 以下情况时请勿使用本产品：
  - 孕期，育后哺乳期或经期妇女。
  - 过敏症人群，有皮肤病、皮肤炎症、皮肤过敏、其它皮肤病以及严重烧伤者。
  - 有皮肤损伤、湿疹、肿胀等情况的人群。
  - 刚做完手术、正在恢复的人群。
  - 因骨折或是整形面在脸部、或是体内接受过金属、硅聚合物，塑料制品，恶性肿瘤，癫痫，糖尿病，传染病，急性病者。
  - 长期使用类固醇类药物或肝脏功能障碍引起毛细血管扩张者。
  - 过去3个月内，在使用部位进行过外科手术，激光祛皱，深层化学剥脱术的人群。

### 二、介绍

这是一款集合EMS微电流、RF射频及LED红光于一体的综合性家用眼部护理产品。(特定的90KHz电流通过电极作用于肌肤，刺激肌肉运动)

使用时，请结合美容凝胶和眼霜等有一定粘稠度的护肤产品进行护理，可实现科学高效的护肤效果。


### 三、部件说明



### 四、操作说明


**【充电】**

- 首次使用，请先将产品充满电后再使用。
- 将产品连接上USB充电线、充电器，并插入家用电源插座；
- 充电中，充电指示灯闪烁红光；
- 充满电后，充电指示灯长亮绿光；
- 充电时间大约需要2.5小时。



**【使用前的准备】**


- 请摘下身上的金属类物品（戒指、项链、耳环、手镯等）。
- 使用前请卸妆并洁面，确保肌肤处于良好的清洁状态。
- 在进行眼部护理时，请先摘除隐形眼镜。



**! ※ 请不要在眼镜、眼球、粘膜等部位使用本产品。**


**◆淡化眼纹◆**

在眼部涂抹适量的美容凝胶或眼霜等有一定粘稠度的护肤产品。开机后用探头充分接触皮肤，力度适中。探头顺着眼纹走向的垂直方向，缓慢提拉约1厘米后，在此处停留约3-5秒，待眼纹拉伸牢固。重复5次，再做下一个部位。




**◆提拉紧皱眼角◆**

在眼部涂抹适量的美容凝胶或眼霜等有一定粘稠度的护肤产品。开机后，一只手握住仪器，让探头充分接触并按压眼角外侧约1厘米处。力度适中。探头从下至上，缓慢提拉约2-3厘米后，在此处停留2-3秒。重复5-6次，帮助强化紧致眼角轮廓。使用中需保持动作舒缓。




**◆改善黑眼圈眼袋◆**

在眼部涂抹适量的美容凝胶或眼霜等有一定粘稠度的护肤产品。开机后，手握住仪器用探头轻轻按摩黑眼圈和眼袋部位，力度适中，动作舒缓，遵循从内角往眼尾外角移动的原则。根据实际情况需要重复8-10次。



**◆眼霜精华导入◆**

将眼霜及适量的精华涂抹在眼部周围，并用手指均匀扩散到肌肤。开机，用探头轻轻按摩涂抹产品的眼部肌肤，力度适中，动作舒缓，遵循从内往外，从下往上的移动原则。如此重复5-6次。



**【关机】**  
护理完成后，长按开机键1秒关机。

**※温馨提示**

- 护理刚开始进行时，肌肤可能感觉到明显的热度，做了几分钟后就会开始慢慢由内而外发热。
- 我们为用户提供为期1年的保修，保修期从购买日开始计算。

**◆以下情况公司不保修：**

- 由于使用不当造成的损坏，例如：使用错误的电源、将产品插入不合适的插座、人为损坏等。
- 正常使用引起的产品老化、磨损，但对产品的使用功能影响不大。
- 用于其它用途，或操作不当或非专业维修者使用非本公司的配件而导致的 product 问题。
- 易耗品、附赠配件等耗材配件。
- 因不可抗力因素（如雷电、地震、火灾、水灾等）造成的损坏。

### 五、清洁维护与保养

- 清洁前，请先关机。
- 本产品不防水，切勿将本器具浸入水中或用水龙头直接冲洗。
- 不要使用钢丝球、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（如汽油或丙酮）或化学药剂来清洁本产品。
- 可以使用柔软的湿布或医用酒精来清洁并用柔软干燥的布来擦拭干净。
- 长期不使用（2个月以上），请每隔二个月将产品拿出来充满电后再存放。

**六、存放**

- 使用后，请倒干净储液盒的护理液并清洁干净后再存放。
- 可以将产品存放于旅行袋中。
- 请保管在孩子够不着的地方。
- 请保管在湿气灰尘少的地方。
- 请避免将产品存放于高温或阳光直射的地方。

**注意：不要将潮湿的产品放在袋中。**

### 七、售后维修

- 本产品只适用于个人家庭护理使用，不适合商业用途。
- 我们为用户提供为期1年的保修，保修期从购买日开始计算。


**◆此器具内部装有锂电池，所以：**

- 在丢弃器具前，必须将电池从器具中取出；
- 在取出电池时，器具必须关机断电；
- 电池应安全处置；
- 用户不能自行更换电池，建议您将产品送到官方收集点，让专业人员移除电池。

**取出电池步骤：**

当您使用工具打开产品时以及您在弃置电池时，请采取必要的安全保护措施。

- 将产品前盖用工具撬开；
- 拧开PCB板上的螺丝，取下PCB板；
- 拔出电池引线，取下电池。



### 八、故障分析及排除

使用操作时如出现故障，请进行以下检查。如果无法排除故障或本产品仍无法正常使用，请联系联系总公司客服部门，请勿自行拆卸及尝试维修。

现象	可能原因	措施
使用中突然关机或不启动	电池没充满电	将主机充满电再使用
充电时，充电指示灯不亮	主机、充电器、插头没连接好 电池进入休眠状态	重新连接好主机和充电器，或将充电器插于另一个家用插座上使用 电池需要充电6-80分钟的时间，属于正常现象，需充满后再使用
按摩头接触肌肤无刺激感或感觉不到热度	肌肤过于干燥	请在护理部位均匀的涂抹美容凝胶或眼霜等有一定粘稠度的护肤产品再使用

### 九、废物处理

在本产品或使用说明书或包装上的此标示，指示此产品在使用寿命结束时，不能当作一般家庭废物处理。请咨询当地政府，根据废物的分类进行回收处理。

**◆此器具内部装有锂电池，所以：**

- 在丢弃器具前，必须将电池从器具中取出；
- 在取出电池时，器具必须关机断电；
- 电池应安全处置；
- 用户不能自行更换电池，建议您将产品送到官方收集点，让专业人员移除电池。

**十、规格参数**

净重：约78.3克  
产品名称：Pure skin J  
工作电压：3.7V== 800mAh 额定功率：5.0W  
充电电源：5V==1A

产品尺寸：28.5\* 8.0\*165.5mm  
执行标准：GB 4706.1 GB 4706.15  
装箱清单：主机1台，USB充电线1根，用说明书1份。

1

2

3

4

5

6

7

8

Thank you for purchasing this product! In order to use this product correctly, please read this manual before use; in order to read the manual at any time when you need it, please keep this manual in a safe place.

About this manual:  
The product pictures and related product features shown in this manual, as well as some nouns, can only be used as a reference. The user will use the actual product as the standard, and the referenced data comes from the company's laboratory.

### Safety Precautions

Be sure to read the safety precautions before use. Please use this product correctly according to the contents and recommendations of the manual. The product should be cleaned in time after use to avoid accumulation of grease and its residues.

⚠	Related content: Incorrect actions can lead to personal injury
⚠	Related content: Incorrect operation can result in personal safety or property damage

**⚠ Danger**

- Please use the charging cable supplied with this product or the charging cable that meets the product specifications, and connect the charger plug to the household socket correctly to avoid malfunction or fire caused by heat.
- Since this product has a built-in rechargeable battery, do not put it in a fire or use it in a high temperature environment, which may cause malfunction or fire due to heat.
- If the product is unusually hot or deformed, damaged, or smelly, do not use it to avoid the risk of electric shock and fire.

**⚠ Caution**


- To prevent the occurrence of danger, do not use it with medical electronic equipment.
- It is strictly forbidden to use a person who has undergone cardiac surgery or a medical electronic device such as a pacemaker or an embedded defibrillator placed inside the body.
- For first-time use or sensitive skin, please try a small area of skin and confirm the condition of the skin before using.

- If the machine is damaged, in order to avoid danger, it must be repaired by the manufacturer, its maintenance department or a specialist in a similar department.
- Do not use this product (such as alcohol, benzene, spray, etc.) near flammable or explosive materials, which may result in fire or explosion.
- Place packaging materials such as plastic bags where children can't reach them.
- Please turn off the power before cleaning and maintenance.
- Do not use this product for purposes other than those specified in this manual to avoid malfunction or fire due to heat.
- When using, if the product is abnormally hot, please stop using it immediately and shut it down.
- Do not use the machine if it is faulty. Using this product in a faulty state may have adverse effects on the body or other hazards.
- Please do not use this product continuously in the same area, otherwise it may cause a burning sensation.
- This product is not intended for use by persons with physical, sensory or mental problems, or those who lack experience and knowledge (including children), unless supervised by a guardian and instructed in the use of the product, and responsible for the safety of the user.
- Do not immerse the appliance in water or rinse it directly with a water tap.
- If you feel any discomfort in your skin or body, stop using it immediately.
- Please do not store this product in a humid environment.
- When using, remove precious metal objects and watches.
- Do not use this product in the following situations:
  - During pregnancy, lactating or menstruating women.
  - Allergic people have skin diseases, skin inflammation, skin irritation, other skin diseases and severe sunburn.
  - People with skin damage, wetness, swelling, etc.
  - The person who has just finished surgery and is recovering.
  - Due to the upper fracture or the plastic face, the metal has been received on the face or in the body, and the silicon polymer is embedded in the surgery.
  - People with heart disease, malignant tumors, epilepsy, diabetes, infectious diseases, acute conditions.
  - Long-term use of steroid hormone drugs or liver dysfunction caused by capillary vasodilatation.
  - In the past 3 months, surgery has been performed at the site of use, with long-lasting laser or deep chemical stripping.

### Introduction

This is a comprehensive personal skin care EMS RF Eye Device that combines EMS micro-current (RF) and led skin care. When used, it can be combined with skin care products such as cream or essence to achieve a scientific and efficient skin-beautifying effect.

### Part Identification




※ Turn on/off: Press and turn on the power button for 1 second.  
※ The machine has a 10-minute timer shutdown function.  
※ Intensity selection: The default is 1 for the power on. Each time the Intensity selection button is pressed, the 1 position will be changed accordingly, for a total of 3 intensity.  
※ For the first time, it is recommended to use 1 gear.

1

### How to Use

**[ Charging ]**  
For the first time, please fully charge the machine before using it.


- Connect the machine to the charging cable and charger, and plug into the household power socket.
- During charging, the charging indicator flashes red.
- When fully charged, the charging indicator lights up in green;
- Charging time takes about 2.5 hours;




**[ Preparation before Use ]**

- Please remove the metal objects (rings, necklaces, earrings, bracelets, etc.) from your body.
- Please remove makeup and cleanse before use to ensure that your skin is in good condition.
- When taking care around the eyes, remove the contact lenses first.

**Precious metal removal**




**Remove makeup and clean face before use**



**! ※ Please do not use this product in the larynx, eyeball, mucous membranes, etc.**

**◆ Lightening eye lines ◆**


Apply a proper amount of eye cream or beauty gel. Turn on the device, gently massage the skin around the eyes. Use the probe to fully touch the skin. The force is moderate. The probe is pulled along the vertical direction of the eyelids and slowly pulled about 1 cm, and stays here for about 3-5 seconds, until the eye lines are stretched and fastened. Repeat 5 times and do the next part.



4


**◆ Lifting and shaping of eye corners ◆**

Apply a proper amount of eye cream or beauty gel. Turn on the device. Hold the instrument in one hand and allow the probe to fully contact and press the outer corner of the eye 1 cm below the probe. The probe is lifted from bottom to top, slowly pulling about 2-3 cm, and staying here for 2-3 seconds. Repeat 5-6 times to help lighten the corner of the eyes. Keep your movements comfortable during use.




**◆ Improving of eye circles and pouches ◆**

Apply a proper amount of eye cream or beauty gel. Turn on the device. Gently massage the dark circles and eye bags with the probe. The force is moderate, the movement is soothing, and the principle of moving from the inner corner to the outer corner of the eye is followed. Repeat 8-10 times as appropriate.



**◆ Introduction of eye essence ◆**

Apply a proper amount of eye cream or beauty gel. Turn on the device, gently massage the skin around the eyes. The action is soothing, following the principle of moving from the inside out and from the bottom to the top. Repeat this 5-6 times.



**[ Power Off ]**  
After the care is completed, press and hold the power button for 1 second to turn off.

5

**※ Tips**

- When the care was first started, the skin did not feel the obvious heat. After a few minutes, began to feeling it from the inside out slowly.
- During the nursing process, the skin may feel hot or slight pain. Some users may feel a slight redness after using the skin. This phenomenon usually disappears within a few minutes after use. If the skin feels abnormally hot during use, it is recommended to stop using and let the skin cool down first.

### Cleaning and maintenance

- Before cleaning, please turn off the device.
- This product is not waterproof. Do not soak the appliance in water or flush it directly with faucet.
- Do not use steel wire brush, abrasive cleaner or corrosive liquid (such as gasoline or acetone) or chemical to clean the product.
- You can clean with a soft wet cloth or medical alcohol and wipe with a soft dry cloth.
- If it is not used for a long time (more than 2 months), please take the product out every two months and store it after it is fully charged.

### Storage

- After use, please pour the lotion from the storage box and clean it before storing.
- The product can be stored in a travel bag.
- Please keep it out of the children's reach.
- Please keep it in a place with little moisture and dust.
- Please avoid storing the product in a place with high temperature or direct sunlight.

**Note: Do not put a humid product in the bag.**

6

### After-sales

- This appliance is intended for personal use only and is not suitable for commercial use.
- We offer a one-year warranty on the product, which is calculated from the date of purchase.
- The company does not guarantee the following conditions:
  - Damage caused by improper use, such as using the wrong power supply, inserting the product into an improper socket, man-made damage, etc.
  - The product caused by normal use is aging and wear, but it has little effect on the function of the product.
  - Product problems caused by other uses, or improper handling or non-professional repairs or the use of accessories other than the company.
  - Consumables or bonus accessories.
  - Damage caused by force majeure factors (such as lightning, earthquakes, fires, floods, etc.).

### Fault analysis and elimination

In case of any malfunction during the operation, please carry out following inspections. If failures cannot be eliminated or the product cannot operate properly, please contact Kingdom's after-sales service center. Do not disassemble and attempt to repair it by yourself.

Situation	Possible Reason	Measure
Sudden shutdown or machine does not start	The battery is not fully charged	Fully charge the host and use it again
Charging light is not lit	The main unit, charging stand, and charger are not connected Battery is dormant	Reconnect the main unit and charger, or plug the charger into another household socket. The battery needs 6-30 minutes back to working. It is a normal phenomenon and needs to be fully charged before use.
Massage head contact with skin without irritation or feeling of heat	The skin is too dry	Please apply the lotion to your skin before use

7

### Waste Treatment

The marking on this product or packaging material or accessory indicates that the material is made from a recyclable material. Separate waste into different recycling levels to facilitate the recycling of useful materials. This appliance is equipped with lithium battery inside, so:  
- Before the appliance is discarded, the battery must be taken out of it;  
- When the battery is taken out, the appliance must be shut down and turned off;  
- The battery shall be disposed of safely;  
- The user cannot change the battery by himself.  
It is recommended that you send the product to the official collection point so that the professional removes the battery.

**Steps to remove the battery:**  
When you use the tool to open the product and when you discard the battery, please take necessary safety measures.  
- Pry the front cover of the product with a tool;  
- Unscrew the PCB board and remove the PCB board;  
- Unplug the battery leads and remove the battery.

### Specification

Product Name: Pure skin J  
Voltage: 3.7V == 800mAh  
Rated Power: 5.0W  
Charging Power Supply: 5V == 1A  
Product Dimensions: 28.5x 38.0x 165.5mm  
Packing List: 1 main unit, 1 charging cable, 1 operation manual.

8