


LIGHT THERAPY



全身どこでも、照らす。

バイオプトロンは「可視光線こそが全ての細胞の免疫力・自然治癒力を司っている」とするノーベル賞受賞学者の可視光線理論に基づいて開発された光美容機器です。
可視光線は皮下2.5cmまで届きます。照射することにより短時間で太陽の光を十分に浴びた状態を再現し、また「光・水・酸素」という生命維持に不可欠な要素を最大限に利用し、身体のおすみずみまで働きかけます。10分間のライトセラピーで、肌が本来持っている美しさと健やかさを取り戻します。
尚、太陽光の中でお肌に有害な紫外線は100%カットしています。

バイオプトロンは当社のロングセラー機器です。



バイオプトロン 2

卓上の大型タイプ。
※スタンド別売り



- 定 価：¥680,000 (税別)
- フィルター直径 15cm
- サ イ ズ：W200×D350×H482
- 質 量：4.9kg
- 消費電力：最大 90W

こんな方にオススメ!

- 小じわやたるみが気になる方
- くすみやツヤにお悩みの方
- 肌荒れしやすい方
- 乾燥が気になる方
- リラックスしたい方
- 肩や首のコリをやわらげたい方



バイオプトロン2 専用スタンド

- 定 価：¥58,000 (税別)
- サ イ ズ：W700×D780×H490~1460
- 質 量：7.5kg

BIOPTRON[®] 

■BIOPTRON PRO1 (バイオプトロンプロ1)

卓上タイプの中型タイプ。フレキシブルな動きでストレスを感じずに光を浴びていただけます。



重 量：3.4kg
外形寸法：幅 255mm
奥行 385mm
高さ 410-720mm
消費電力：75W
フィルター直径：10cm



BIOPTRON PRO1 (専用スタンド)

重 量：3kg
外形寸法：幅 580mm
奥行 700mm
高さ 730~1030mm

*サロン価格お問い合わせ下さい。

■BIOPTRON YOUTHTRON (バイオプトロンユースロン)

コンパクトサイズにタイマー機能がついて新登場!! 人間工学に基づいたハンドグリップで手軽に自宅でケアができます。



重 量：0.5kg
外形寸法：幅65mm
奥行180mm
高さ200mm
消費電力：29W
フィルター直径：5cm

BIOPTRON YOUTHTRON
(専用スタンド)



重 量：2kg
外形寸法：幅490mm
奥行550mm
高さ695-1040mm



BIOPTRON YOUTHTRON
(専用卓上スタンド)

重 量：0.3kg
外形寸法：幅160mm
奥行140mm
高さ225-250mm

*サロン価格お問い合わせ下さい。

■BIOPTRON (カラーレンズ)

自然には、身体を健康な状態に維持する独自の方法があり、とりわけ色と光によるセラピーは、人類が最初に用いた、テクノロジーだと考えられています。バイオプトロンのカラーライトシステムとは、わたしたちの心身の活力向上のために7つのカラー (赤・橙・黄・緑・青・藍・紫) と光を利用する方法です。「心」「身体」「精神」に作用し、トータルバランスを整えます。

■BIOPTRON PRO1
(カラーレンズセット)



■BIOPTRON YOUTHTRON
(カラーレンズセット)



*BIOPTRON本体は別売りです。

*サロン価格お問い合わせ下さい。

■高濃度酸素ミストスウォッチ

スイスの山地から湧き出る天然水に無菌状態で酸素を高压注入。お肌に酸素を加えると、衰えた細胞にエネルギーを与え、お肌が本来持つ自ら潤う力、再生する力を引き出します。無香料・無着色・無添加で、肌質を選ばず、小さなお子様にお使いいただけます。



容 量：300ml

バイオプトロンと一緒にご利用いただくと更に効果が期待され、店頭品にもおすすめです。

BIOPTRON[®] 



Face

Body

Hair

自然の光をサロンで再現
スイス生まれの美と健康の光
バイオプトロン

BIOPTRON

AGLEX
share good life

発売元 **AGLEX**
share good life

【本社】
〒261-0023千葉県千葉市美浜区中瀬1-3
幕張テクノガーデンB棟9階
TEL.043-350-0111 FAX.043-350-0114



www.agrex.co.jp

世界中で愛されているロングセラーの美容機器バイオプトロン

BIOPTRON® 


まずはバイオプトロンの良さをこちらのワードで検索してみてください。

バイオプトロン 口コミ



BIOPTRON とは

自然の太陽光線には紫外線・赤外線・可視光線などの波長がありますが、その中の可視光線は紫外線と違い、日焼けの心配もなく、安全な光とされていて、健やかなお肌・身体へと導く、自然治癒力を高める効果が期待されています。また、赤外線は身体を深部から温め、全身の巡りと働きをUPさせます。バイオプトロンは可視光線と一部の赤外線を同時に照射できる美容機器。1回10分の照射で肌の健やかさを保ち、心地よい温かさで気分もリフレッシュ。心も身体もリラックスさせます。エイジングケアはもちろん、疲労回復、代謝UPなどボディからヘアまでサロンに合ったメニューに導入することができます。



HOW TO USE

1

トリートメント部位の汚れやメイク・脂分を取り除きます。

2

トリートメント部位に水分と酸素を補給するため、※スウォッツをスプレーします。

3

タイマーを設定します。目安は1カ所4〜10分です。

4

START ボタンを押し照射します。途中で何度か、スウォッツをスプレーします。


5

ライトを肌から、約10cm離し部位に対して90度の角度で照射します。

※店販品でもおすすめ！スイスの大自然から生まれた、高濃度酸素ミスト「スウォッツ」については裏表紙をご覧ください。


- 特性 1 - 偏光性

バイオプトロンに内蔵されている5枚の特殊フィルターにより、ポラライズ（偏光化）され光線を直線化し平行線状に集光させます。ポラライズされる事で効率良く有効性の高い光に整えます。



- 特性 2 - 多色光

バイオプトロンの光は、可視光線と一部の赤外線を含む広い波長範囲です。紫外線は100%カットされており、日焼けの心配はもちろんありません。




- 特性 3 - 低エネルギー

バイオプトロンの光エネルギーは、安心・安全に、身体や肌を活発させる最適密度（1分間当たり MAX2.4J/cm²）に設定されています。



- 特性 4 - 非干渉性

バイオプトロンの光は、レーザーのような一貫性のある刺激的な光とは違い、位相の違う一貫性のないゆるやかな光の為、肌にダメージを与えることなく、安全にトリートメントが行えます。



レーザー光

Bioptron 光



足裏から全身の代謝 UP!...



手のお手入れにも ...



頭皮のケアに ...



お顔はもちろん、身体のあらゆる部位にも ...

FINE-LITE
CORPO
Collagen Machine

AGLEX

www.aglex.co.jp

株式会社 アグレックス

(本 社) 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンB棟9F
TEL 043-350-0111 FAX 043-350-0114

(大 阪 支 社) 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-20-10 大明ビル5F
TEL 06-6375-7855 FAX 06-6375-7856

全身コラーゲンカプセル「コルポ」/ マシンの中で寝ているだけで全身エステが可能！
633nmの可視光線を出す良質な赤色LEDが全身を包みこみます。
コルポの光がコラーゲンの生成を促し、確かなお肌のハリ・ツヤを実感して頂けます。


FINE-LITE
CORPO
Collagen Machine

FINE-LITE

CORPO

Fine-Lite CORPO BED

本機器の赤色光は633nmの可視光線です。
安全な光でお肌の深部に働きかけ、ふっくらとツヤのあるお肌へ導きます。



詳細はコチラ

コルポ (ベッド型)

マシンの中で寝ているだけで全身エステが可能！
633nmの可視光線を出す良質な赤色LEDが全身を包み込み、
お肌のハリ艶を実感していただけます。

- サイズ：W1930×D900×H1230mm
- 消費電力：1000W
- 仕様：LED管/24本 LED球/10368個
- サロン価：お問い合わせください

■送料・設置費は無料です(北海道・沖縄・離島は実費となります)。




このような方に・・・

- 現在の肌状態に**満足していない！**
- 老化の始まり**を防ぎたい！
- お肌に活力を与え、**若々しく見られたい！**
- 肌色が**くすみがち**で**艶が失われがち**な方！
- 他にしている**エイジングケア**の効果を**長持ち**させたい！
- 他にしている**痩身メニュー**の効果をさらに**出したい！**
- 内側のエネルギーに活力を与え、**リフレッシュ**したい！
- 忙しくて時間がないけれど、**健康・美容を気にしたい方**にも！

コラーゲンとは

コラーゲンとは、真皮、靱帯、腱、骨、軟骨などを構成するたんぱく質のひとつです。体内に存在しているコラーゲンの総量は、ヒトでは、全タンパク質のほぼ30%を占めます。

皮膚表面に塗布することにより皮膚からの水分の蒸発を抑えるなど肌表面に対する潤いの効果があります。また、骨に大量に含まれ、骨に弾力性を持たせる働きがあります。皮膚の真皮にも非常に多く、皮膚の強さを生み出し、ハリ・ツヤなど弾力性を持たせます。




Fine-Lite CORPOの光

本機器が発する赤色の光は633nmの可視光線です。目に見える安全な光で、お肌の真皮層に働きかけ、コラーゲンの生成を促します。

(可視光線)

可視光線は太陽光線の一部で目に見える安全な光です。波長域は約380～750nm。


私たち人間にとっても大切な光で、昼と夜の区別を認識し 交感神経と副交感神経の切り替えを行い内分泌機能を調整し、ホルモンバランスを整える働きがあるといわれています。



FINE-LITE
CORPO
BODY GEL

コルポ専用化粧品<コルポジェル>

べたつきの少ないさらっとしたジェル
(顔・髪・体にご使用できます)

 サクシニルアテロ コラーゲン (水溶性コラーゲン) アミノ酸を豊富に含み、 肌の保水性・弾力性に 働きかけます。	 アセチルヘキサ ペプチド (アルシルリン) 『塗るボトックス』と 言われ、肌のシワ・ ハリに働きかけます。	 フラーレン 抗酸化力がビタミンCの 172倍といわれ、シワや シミの原因である活性 酸素を無害化する働きが あります	 ヒアルロン酸 高い保湿度・水分 保持力があります。
 ボタンエキス 血行促進、活性酸素除去 作用があります。	 フコバイジュ花 エキス 保湿作用や収れん作用で 肌のキメを整えます。	 アルニカ花エキス メラニン阻害による美白 作用に期待できます。	 アルテア根花エキス 保湿が高く、収れん作用 があり肌を引き締めキメ を整えます。



※価格はお問い合わせください。



MADE IN ENGLAND



-10 years younger

THE POWER OF Fine-Lite

Let's take

AGING CARE

Light Therapy
TE RA SU
PROJECT



詳細はコチラ

ここを通れば美肌までの近道

THE POWER OF Fine-Lite

満足のいく "エイジングケア"

発光ダイオード(LED)を使用した、レーザーでもIPLでもない、
安全性の高いエイジングケアトリートメント。

当社のロングセラー機器です

long
seller



■ 可視光線とは

可視光線とは、太陽光線の一部で目に見える安全な光です。
波長域は約380～780nm。私たち人間にとってとても大切な光です。
そのなかでも633nmの光は、エイジングケアに優れた光といわれ、1回30分照射する
だけでふっくら透明感のあるお肌へ導きます。



Fine-Lite Red

ファインライトレッド

肌の弾力と潤いには

ファインライトレッド

良質な赤色LEDがハリ弾力層に強力アプローチ。
お肌の深部を元気にすることでマイナス10才肌を目指します。

- サ イ ズ：W180×D490×H370mm
- 質 量：本体/13kg
- 消費電力：105W
- サロン価：お問い合わせください ※ワゴンは別売になります。



Fine-Lite Plus

ファインライトプラス

肌のたるみケアには

ファインライトプラス

良質な近赤外線LEDが深く浸透し、たるみ、シワに対して
筋肉レベルでのエイジングケアを行います。

- サ イ ズ：W180×D490×H370mm
- 質 量：本体/14kg
- 消費電力：160W
- サロン価：お問い合わせください ※ワゴンは別売になります。

サロンが変わる
納得の1台

Quality

INFORMATION

AGLEX
share good life

www.aglex.co.jp

株式会社 アグレックス

(本 社) 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンB棟9F
TEL 043-350-0111 FAX 043-350-0114
(大 阪 支 社) 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-20-10 大明ビル5F
TEL 06-6375-7855 FAX 06-6375-7856
(佐野営業所) 〒327-0843 栃木県佐野市堀米町字菊川13370
(メンテナンス) 〒263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町62-1

AGLEX WANT TO HAVE BEAUTIFUL SKIN?

AGLEX
share good life

www.aglex.co.jp

株式会社 アグレックス

(本 社) 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンB棟9F
TEL 043-350-0111 FAX 043-350-0114

(大 阪 支 社) 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-20-10 大明ビル5F
TEL 06-6375-7855 FAX 06-6375-7856

ERINA

ERINA

美容脱毛[®]機 (エリーナ)

時代が求める適正価格と信頼のトリートメントを実現!!

アグレックスは日本で IPL の元祖として様々な脱毛機器を開発して参りました。
1985 年の創設以来、低価格と高品質を貫き、安い「易い」を常に心掛けることで
サロン様のニーズに応じた導入し易い価格を設定をしております。

エリーナの魅力

1. 安心・安全

- ・美容機器メンテナンス実績が誇る全国修理対応 (1985 年設立以来)
- ・水 & ペルチェ冷却 + サファイア照射面による温度キープ
- ・安全なプログラム設計と抑制システム搭載
- ・保証期間の充実 (本体 3 年保証 / ハンドピース 1 年保証)


2. 低価格・高品質

- ・日本国内での最終組立による品質管理
- ・厳選された電子部品を使用
- ・ランプはヘレウス社 (ドイツ製) のものを使用

3. 仕上り満足度保証

～HHR (ハイブリッド・ヘア・リムーバル) 方式～

- ・IPL 方式と SHR のメリットを集約させた最新の方式
- ・脱毛原理は IPL 方式 (メラニン色素による毛根へのダメージ)
SHR のメリットを含むため、濃く太い毛だけではなく産毛等の細い毛にも効きやすく、
痛みが少なく肌ダメージを受けにくい、施術サイクルの短縮が可能です。
- ・最高 1 秒間で 4 回の照射、連続照射でスピーディに施術可能
部位によって単発での照射も選択出来ます。



千葉北モデル



詳細はコチラ




シンプルでわかりやすい画面



不具合時は赤いランプが
点灯してお知らせします。



昔の IPL のような複雑な ON/OFF タイム、肌別の設定
がなく、2 ステップで簡単に照射スタート可能です。



美肌 (フォト)



ひげ (掃毛)

価格

- ・サロン価格: 1,200,000円 (税込 1,320,000円)
- ・30万ショットのハンドピース2本付、以降はランプ交換対応
- ・フォトハンドピース オプションで追加購入可能

商品名	エリーナ
電源	100V、50/60Hz
波長	掃毛: 640~950nm フォト: 530~950nm (オプション)
照射面	サファイア 掃毛: 照射面積 1.5×5cm フォト: 照射面積 0.8×4cm (オプション)
出力	掃毛: 1~5J/cm ² フォト: 1~3J/cm ² (オプション) メンズ髭: 1~4J/cm ² (オプション)
連続照射間隔	HHR方式: 1秒間に1ショット/3ショット/最大4ショット
冷却能力	水冷式、ペルチェ素子、最大 -4℃
サイズ	幅36×奥行40×高さ101cm
重量	約32kg (上部/12kg 下部/18kg AP/2kg)



Omnilux Contour



FROM U.S.A.

株式会社 アグレックス www.aglex.co.jp

(本 社) 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンB棟9F

TEL 043-350-0111 FAX 043-350-0114

(大 阪 支 社) 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-20-10 大明ビル5F

TEL 06-6375-7855 FAX 06-6375-7856

〒327-0843 栃木県佐野市堀米町字菊川3370

(メンテナンス) 〒263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町62-1

OMNILUX
Contour™



Let's Home Esthetic.

Omnilux コントゥールフェイスマスクはエステサロンで使用されている
プロ用製品と同じ効果が期待できる初の家庭用のマスクです。

Omnilux コントゥールフェイス

ツヤやキメへの効果が臨床的に証明されたLEDライトマスク

医療グレードの発光ダイオード (LED) を使用し、持ち運び可能な弾力性のある手頃な価格の家庭用マスクです。

どんな商品ですか？

- 633nmと830nmの2種類の波長を同時に照射可能
- 弾力性あるソフトシリコン素材でフィット感があり、充電式で持ち運び可能
- 皮膚に近い距離で光を照射するため、最大量の光が細胞内のターゲットに届き、無駄がありません
- 1回10分で週3回の効果的なトリートメント
- エステサロンで使用されているプロ用の製品と同じ効果が期待できる家庭用のマスクです
- スキンケアや他のエステティック技術と併用可能



633nmの赤外線

- ・皮膚深達度：1~6mm
- ・仕様：可視光線、赤外線に最も近い波長
- ・皮膚への効果：細胞再生、細胞増殖および増殖因子刺激
- ・線維芽細胞に非常によく吸収され、コラーゲンの合成を促進
- ・血流および組織酸素化を促進

830nmの近赤外線

- ・皮膚深達度：6~9mm
- ・仕様：不可視光線、高いエネルギーを持つ近赤外線
- ・皮膚への効果：熱効果、皮膚が近赤外線のエネルギーを吸収
- ・細胞膜が吸収し、複雑な細胞内プロセスを刺激
- ・コラーゲン、エラスチンおよび増殖因子が増加
- ・血流および組織酸素化を促進

Omniluxコントロールは米国FDAから認可を取得しています。
小ジワやシワに効果が期待されます。

アメリカで発売から1週間で大反響! ※米国FDA許可取得済み(K191629)
サロンおよび自宅で最高級のトリートメントを可能にします。

Omnilux コントゥールは、プロ用のLED光治療器として
No.1の「Omnilux メディカル™」の開発チームによって 作られました。

どのような結果が期待できますか？

(1週間に3回のトリートメントを4週間行った被験者の声/1回10分)

- 被験者の89%がトリートメント終了後に皮膚がやわらかく、滑らかになった感じがした。
- 被験者の80%が試験開始時に比べ、水分量が多くなった感じがすること、ふっくらと見えるようになった。
- 被験者の84%が試験開始時に比べ、皮膚が明るくなり、元気になった。
- 毛穴も減少し、小ジワやシワが目立たなくなった。
- この先ずっとコントロールマスクを使い続けたい。

※個人の感想によるものです。

今、全世界で注目されている
コントロールフェイスを
体験してみませんか？



OMNILUX
Contour™



詳細はコチラ


仕 様

- Omnilux contour Face
(オムニラックスコントロールフェイス)
 - ・電 源：DC100-240V 50Hz/60Hz
 - ・最大消費電力：5W
 - ・供給電源：DC5V 0.6A
 - ・波 長：赤色LED 波長 630nm +/- 10nm
近赤外線LED 波長 830nm +/- 17.5nm
 - ・サ イ ズ：幅406mm × 高さ196mm
 - ・質 量：600g
- ※仕様は改良などのため予告なく変更する場合があります。

Omnilux Contour



FROM U.S.A.



Omnilux Contour™ Hydrogel Mask

株式会社 アグレックス www.aglex.co.jp

(本 社) 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンB棟9F
TEL 043-350-0111 FAX 043-350-0114

(大 阪 支 社) 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-20-10 大明ビル5F
TEL 06-6375-7855 FAX 06-6375-7856
〒327-0843 栃木県佐野市堀米町字菊川3370

(メンテナンス) 〒263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町62-1

Omnilux Contour™ Hydrogel Mask

オムニラックスコントロールハイドロゲルマスク

LEDやライトケアに特化したマスク

Omnilux Contour™ FACEマスクと併せて使用するHydrogel Maskは、ライトセラピーの効果を更にアップさせるように作られています。特別に調合されたハイドロゲルマスクは、お肌への光の浸透を最大化すると同時に、皮膚の冷却、保湿、栄養補給の効果が期待できます。

美肌の救世主ナイアシンアミド配合

美肌に近づく最も効果の高いスキンケア成分の1つと言われているナイアシンアミド(B3)を高配合。パワフルな抗炎症作用が肌荒れを予防、お悩みの多い乾燥や美肌の条件として求められるシミ、シワ、色ムラへの効果も期待でき、エイジングケアには欠かせない注目成分です。

POINT
1

保湿、保水効果に優れた成分を多種配合

ヒアルロン酸(保湿)
グリセリン(植物由来保湿)
カラギーナン(自然由来ゲル成分)
ローカストビーカム(自然由来ゲル成分)
ベルガモット果実油(交感神経鎮静、リラックス)

POINT
2

厳選されたボタニカルエキスを配合

チョウエンゴミシ果実(バリア機能改善)
ショウガ根エキス(血行促進)
茶葉エキス(抗酸化)
カンゾウ根エキス(抗炎症 抗アレルギー)
オウレン根エキス(鎮静 アクネ菌発育抑制)

POINT
3

お肌に吸い付く超密着感のゲルマスク

ゲルマスクの人気の秘密はこの超密着感。吸い付くような体感で、贅沢に美容液を固めて作ったゲル状のコントロールハイドロゲルマスクが肌にたっぷりの美容成分を与え長時間うるおいをキープします!

LED美容の先駆けであるオムニラックス社より
ついに、光美容の効果をより一層高める高機能ゲルマスクが登場

自然のちからで

プルプル、ツルツル。

マスク
使用後の
感想

いつもの肌と違う気がハッキリわかった。

キュッとハリが出た。

肌が明るくなった。

吸い付くようなしっとり感がたまらない。

顔全体がツルッと気持ちよかった。

つけている間、とてもリラックスできました。

※個人の感想によるものです。



- マスクが上下にわかれているので付けやすく、顔の形を選びません。
- 肌にしっかり密着。ずれにくく、座った状態や軽く動きながらでも装着できます。
- 光美容機器との併用だけではなく、保湿エイジングマスクとしての単独使用もおすすめ。

オムニラックスハイドロゲルマスク

- 1箱10枚入り(上下セット)
- ※価格はお問い合わせください



詳細はコチラ