

Dr. skin™  
ドクタースキン

1台で贅沢トリートメント

AGLEX Inc.





## 「若さの象徴は、ハリと潤いに満ちた肌」

年齢とともに気になる肌の衰え。

加齢、紫外線、ストレス、生活習慣など様々な要因によって肌からハリや弾力が失われます。

Dr.Skinは、肌年齢を感じさせない若々しい素肌作りのため  
**本当に必要な3つの機能を1台にまとめました。**

### ダイヤモンドピール



### エレクトロポレーション



### リフティングヘッド



## ■ トリートメント手順

Step1



ダイヤモンドピール

頑固な角質も  
きれいさっぱり。

Step2



エレクトロポレーション

美容成分を  
たっぷり導入。

Step3



リフティングヘッド

リフトアップ  
&小顔で若返り。

## ■ 期待できる効果

### 透明感

まるで肌に光が溶け込んだような、くすみのない透明感あふれる肌

### キメ

みずみずしく、なめらかにキメの整った肌

### リフトアップ&小顔

たるみなく引き締まった理想的なフェイスライン

### ハリ・ツヤ

肌の奥からふっくらとした、ハリツヤのある若々しい肌

マイナス7歳肌へ！



## ■ 美肌づくりの鍵、透明感

### Step1

#### ダイヤモンドピール



ダイヤモンド微粒子が練り込まれたヘッドで  
余分な角質を取り除くと同時に、真皮層を刺激しコラーゲンの生成を促します。  
3種類のダイヤモンドチップで肌タイプや部位によって使い分けが可能です。



**古い角質などを取り除き、化粧水や美容液など美容成分の浸透を良くします**



## ■ 美容成分を効率よく導入


### Step2

#### エレクトロポレーション



ノーニードルセラピーと言われるエレクトロポレーション導入は、  
特殊な電気パルスにより、一時的に皮膚に空洞(穴)を作ることで高分子美容成分を  
肌深部までダイレクトに浸透させます。

ハンドピース電極の突起により、導入と同時にマッサージ効果も♪



塗るだけでは届かない！！

「コラーゲン」「ヒアルロン酸」「プラセンタ」など

お肌の若々しさを保つために必要な有効成分を確実に肌の奥まで届けることができます。



## ■ 浸透イメージ



イオン導入

エレクトロポレーション

## ■ 引き締まりのある小顔作り

### Step3

#### リフティングヘッド



特殊な微弱電流が表情筋に直接働きかけ、たるみ無く引き締まりのあるフェイスラインを作りあげます。フェイスラインにぴったりとフィットするY字型ヘッドが、ハンドマッサージのような心地よさを与えます。



**表情筋の衰え・むくみ・たるみなどを改善します。  
小顔、フェイスライン作りに効果的！！**





## ドクタースキン専用化粧品



### DSエッセンス

サラブレッドのプラセンタエキスを主成分として、毛穴を引き締める話題の成分、グリシルグリシンも配合。その他にも肌活性・美白作用に特化した成分を配合した、ポレーション用の美容液です。そのままご使用頂くこともできます。

100ml ¥9,200(+税)



### DSリフトジェル

ドクタースキンのリフティング機能の効果を最大限に引き出すために開発された、専用のジェルです。保湿をメインに、シワに働きかけるコラーゲン・ペプチドなども配合。トリートメント後は拭き取りをしてください。

700g ¥8,800(+税)



### DSカーミングローション

ピーリング後のお肌を鎮静させ、安定させるためのローションです。鎮静・抗炎症作用の成分をメインに、お肌の潤いを保つ成分を配合しています。コットン等にたっぷりローションをつけてパックを行いお肌を落ち着かせます。

500ml ¥5,800(+税)



商品名

**Dr.Skin (ドクタースキン)**

サイズ

W275mm×D379mm×H253mm

重量

4kg

消費電力

60W

電源

AC100V/50-60Hz

本体価格：¥ 540,000

専用架台：¥ 58,000

(サロン価格・税抜)

